


Entdecken Sie die Qualität von Bi-Omega

Natürliche, hochgereinigte Fischölpräparate



Die natürliche Triglyceridform von DHA und EPA ist die am besten aufnehmbare Form:

Nicht alle Fischölpräparate sind gleich. Studien zeigen, dass Triglyceride **besser aufgenommen werden** als Ethylester und zudem einen geringeren Oxidationsgrad aufweisen, was den Körper **weniger belastet**. Biotics Research setzt auf Qualität und verwendet ein **patentiertes enzymatisches Verfahren** ohne chemische Hilfsstoffe, sodass unsere konzentrierten Fischöle zu **100 % in natürlicher Triglyceridform** bleiben. So sind Sie sicher, ein Supplement mit **maximaler Aufnahme und Wirksamkeit** zu erhalten.



natürliche Triglyceridform

Was macht das Fischöl von Biotics Research so einzigartig?



100 % Sardelle; enthält viel weniger toxische Bestandteile als größere Fischarten



Im **südlichen Pazifik** gefangene Sardellen sind von Natur aus sehr rein. Dabei wird der Fisch unter Einhaltung der Fangquote gefangen.



In der direkten Umgebung des Fanggebiets verarbeitet. Durch die kürzestmögliche Transportzeit ist der **TOTOX-Wert außerordentlich niedrig** (durchschnittlich <5 meq/kg)



Fettsäureschonendes, einzigartiges und patentiertes Verfahren. Ergebnis? Ein klares und sehr reines Fischöl.



Strenge Kontrolle bei jedem Herstellungsschritt, sogar nach der Verkapselung. **Eingehende Analyse** u. a. auf Schwermetalle und Plastik. **Vollständige Rückverfolgbarkeit.**

Menge (mg) pro Softgel-Kapsel / Teelöffel (5ml)	 Bi-Omega-500	 Bi-Omega-1000	 Bi-Omega Liquid	 Bi-Omega DHA
Gesamtmenge an Omega-3-Fettsäuren	570	1.000	2.895	670
EPA	285	529	1.450	100
DHA	215	353	1.040	500
Zusätzliche Omega-3-Fettsäuren	70	118	450	70

Sehr niedrige oxidative Parameter

Höchstwert in GOED-Monografie oder EU-Richtlinie gegenüber Durchschnittswert Bi-Omega

Peroxid-Wert (POV)

GOED-Monografie (meq/kg) <5

Bi-Omega (meq/kg) <1

Anisidin-Wert (p-AV)

GOED-Monografie (meq/kg) <20

Bi-Omega (meq/kg) <7

Gesamtoxidation (TOTOX = 2POV + p-AV)

GOED-Monografie (meq/kg) <26

Bi-Omega (meq/kg) 3-8

TOTOX-Wert: ein wichtiger Qualitätsparameter

Der TOTOX-Wert gibt die gesamte Oxidation eines Öls an und ist die **Summe** aus dem **Peroxidwert** (PV = primäre Oxidation) und dem **Anisidinwert** (AV = sekundäre Oxidation). **Je frischer das Öl, desto niedriger der TOTOX-Wert.**

Die internationale Richtlinie der **GOED (Global Organization for EPA and DHA)** legt einen maximalen TOTOX-Wert von 26 fest. Biotics Research verfolgt einen strengeren Standard mit höchstens 9 meq/kg und **durchschnittlichen Werten unter 5 meq/kg**. Jede Charge Fischöl wird von Biotics Research einzeln in einem hochmodernen eigenen Labor auf Reinheit, Oxidationsparameter und Kontaminanten getestet – **ein einzigartiger Ansatz auf dem Markt** –, um die versprochene Frische, Reinheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.

Softgel-Kapseln oder flüssige Form?

Softgel-Kapseln

- ✓ Auswahl an verschiedenen Dosierungen und EPA/DHA-Verhältnissen
- ✓ Mit Vitamin E für oxidativen Schutz
- ✓ Geschmacksneutral und verursacht kein Aufstoßen
- ✓ Exakte Dosierung pro Softgel-Kapsel
- ✓ Praktisch für unterwegs

Flüssig

- ✓ Sehr hoch dosiert
- ✓ Sicher verpackt in einer dunklen Glasflasche und somit BPA-frei
- ✓ Mit Vitamin E für oxidativen Schutz
- ✓ Mit natürlichem Zitronenaroma
- ✓ Flexible Dosierung: leicht anzupassen
- ✓ Ideal für Menschen mit Schluckbeschwerden

Entdecken Sie mehr über
das Bi-Omega-Sortiment



↙
Rückverfolgbare Qualität:
prüfen Sie Ihre Testnummer
auf orivo.com

